

Коврик для мыши GLIDE S, прошитый край арт. 38116

Методы нанесения: термотрансфер, термотрансфер DTF, шелкография (только золото, серебро, белый (в два проката даже для кроющих цветов)), сублимация (только на белом)

Сквозь нанесение будет проступать структура ткани (краска проваливается)-шелкография


Мышка может плохо скользить по термотрансферу и термотрансферу DTF из-за чего рекомендуем делать нанесение не на всё поле, а по углам (-----)

38116/35

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

поле для термотрансфера, термотрансфера DTF и шелкографии

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF



рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF


рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

38116/01

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

поле для термотрансфера, термотрансфера DTF и шелкографии

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF



рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF

рекомендуемое поле для термотрансфера, термотрансфера DTF